

Post estrattivi a carico immediato con l'utilizzo dei monconi provvisori in Peek

Dr Giuseppe Pozzi - Monza (Novembre 2009)



1 – estrazione del 44
e del 34



2 – Courrettaggio dei
siti post estrattivi



3 – posizionamento
del primo impianto
Evolution2000 Speed



4 – impianti Evolution2000
Speed inseriti



5 – posizionamento dei
Monconi provvisori in Peek



6 – Premolare destro da
parallellizzare utilizzando
una fresa diamantata



7 – dopo la preparazione
dei monconi si controllano
le corone provvisorie in
occlusione



8 – vista laterale con
premolare sx sottoccluso



9 – vista laterale di dx,
premolare sottoccluso



10 – vista frontale delle
corone provvisorie preparate
in un'unica seduta